

Gebruiksaanwijzing orthese/prothese

- Onze orthese/prothese zijn maatwerk en in hoogte, breedte en lengte gemaakt op de maat van de voeten in combinatie met dragen van sokken en schoenen[#]
- Doe de orthese met twee handen aan en uit, zonder eraan te trekken
- De orthese werkt het beste i.c.m. dichte schoenen
- De schoenen mogen i.c.m. de orthese niet knellen
- De orthese mag geen pijn doen
- Wanneer de orthese gescheurd is neem dan contact op met ons, wij kunnen dan een nieuwe aanmeten
- Was de orthese met gewone “niet bijtende” zeep
- Bewaar de orthese 's nachts in een bakje met een beetje talkpoeder
- Neem de orthese mee en draag deze tijdens het kopen van nieuwe schoenen, zo weet u meteen of de schoen goed zit i.c.m. de orthese
- Koop uw schoenen bij voorkeur 's middags, de voeten zijn dan net iets groter dan in de ochtend
- Indien problemen neem dan meteen contact op met ons info@vanbakelpodotherapie.nl of op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 046-4588228 wij kijken graag naar het probleem en eventuele mogelijke oplossingen*



van Bakel Podotherapie

[#] - De orthese/prothese en schoenen zijn 1 geheel van de therapie, indien problemen moeten wellicht andere schoenen met de zolen gedragen gaan worden.